



Intellical MTC306 kombinovaná elektroda se stříbrnou tyčinkou pro argentometrické titrátory AT1000

Kat. číslo produktu: MTC30601
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov

Intellical MTC306 je digitální kombinovaná elektroda se stříbrnou tyčinkou a s plnitelným solným můstkem a vestavěným teplotním čidlem. Elektroda je dostupná s kabelem o délce 1 metr a je určená pro titrace na přístrojích řady Titralab AT1000. Elektroda MTC306 je ideální pro argentometrické precipitační titrace při určování obsahu chloridů/solí ve vodě a v potravinářských aplikacích.

Technické údaje

Délka:	200 mm
Délka kábla:	1 m
Hmotnost:	0,1 kg
Method Type:	Laboratoř: Red Rod / plnitelný referenční prvek
Parameter:	mV
Plniaci roztok:	1M KNO ₃ (#28564026)
Product Kit:	Model: MTC306

Zahrnuté příslušenství: žádné

Reference system:	Ag/AgCl
Rozlíšenie teploty:	0,1 °C
Rozmery (H x D):	12 mm x 200 mm
Rozsah merania:	± 1200 mV
Sensor material:	Epoxid
Soľný mostík:	Keramický soľný mostík
Špeciálne funkcie:	Argentometrická titrace (dusičnan stříbrný)
Správnosť teploty:	±0,3 °C
Teplotný rozsah:	0 - 80 °C
Teplotný senzor:	Automatická teplotní kompenzace
Test requirements:	Požadovaný parametr: argentometrická titrace

Minimální hloubka vzorku (mm): 20

Typ elektrody:	Standard
Typ elektródy:	Kovová pro redoxní titrace, Pt/ref
Typ senzora:	Stříbrná tyčinka

Záruka:

12 mesiacov