



Kádinka pro kalibraci pH elektrody, žlutá, 30 mL, bal./80

Kat. číslo produktu:	SM5012
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Barevné plastové kádinky 30 mL se stupnicí. Barva odpovídá barevnému značení pufrů, což během kalibrace minimalizuje riziko použití nesprávného pufru ze strany obsluhy. Ekonomické provedení zajišťující, že se během kalibrace použije pouze optimální množství pufru, a je tak zamezeno jeho nadměrné spotřebě ze strany obsluhy. Bezpečné jednorázové provedení chrání před kontaminací.