




pH Electrode for 8362 Ultrapure Water Sensor

Kat. číslo produktu: 08362=A=2000

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov

Part of analogue pH sensor 8362, specially designed for pure water pH measurement.

Technické údaje

Aplikácie:	Ultrapure water
Dĺžka:	120 mm
Káblové spojenie:	S7 connector
Konektor:	S7 Connector
Materiál:	Sensor: Glass
Referenčná elektróda:	None
Rozsah merania:	0 - 14 pH
Špeciálna poznámka:	pure water pH electrode
Teplotný senzor:	PT100
Záruka:	6 mesiacov
Závit senzora:	Pg 13,5