




Dobíjecí souprava 4 předem naplněných cartridge s předinstalovanými membránami 2935A pro senzory kyslíku A1100, GA2400 a GA2800 EX

Kat. číslo produktu:

2935A-A

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov



Zahrnuje O-kroužky, bavlněné filtry a čisticí nástroje.

Technické údaje

Kompatibilné přístroje:

A1100, GA2400 & GA2800 EX oxygen sensors

Membrána:

Membrány 2935A