



Maintenance kit: 29561A

Kat. číslo produktu:	32739
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov	

Maintenance Kit for high pressure hydrogen thermal conductivity sensor. Includes membranes 29561A, membrane holding ring 29228.01, kit 29082, and tools for sensor maintenance.

Technické údaje

Parameter:	H2S
Podmienky skladovania:	Skladujte na suchém místě při pokojové teplotě
Prístroj:	Orbisphere 31xxx senzor TCD