



POCKET Colorimeter II Kolorimeter na analýzu CHSK (vysoký rozsah)

Kat. číslo produktu: 5953000V.04

ZASTARANÁ POLOŽKA
Táto položka už nie je dostupná.

Malá veľkosť, veľký výkon v rámci analýz vodotesnosti

Prenosný kolorimeter naprogramovaný na stanovenie chemickej spotreby kyslíka (vysoký rozsah) s kyvetovými testami. V transportnom kufríku, s batériami a návodom na používanie.

Jednoduchý: všetky funkcie sú dostupné len cez štyri tlačidlá

Napájanie: prevádzka s batériami pre až 2000 stanovení

Jasné zobrazenie hodnôt: dokonca aj pri náročných podmienkach, vďaka podsvieteniu a veľkým znakom na displeji

Spoľahlivé výsledky bez pripojenia do elektrickej siete

Masívna konštrukcia, nízka hmotnosť

Technické údaje

Obsah balenia:	Každý vreckový kolorimeter II sa dodáva ako kompletná súprava pripravená na použitie, ktorá obsahuje sadu reagensí (vopred pripravené jednotlivé dávky reagensí), odolný transportný kufrík a návod.
Parameter:	CHSK HR (vhodné pre LCK014, 114)
Rozsah merania:	1000 - 10000 mg/L O ₂ / 150 - 1000 mg/L O ₂
Záruka:	24 mesiacov

Obsah balenia

Každý vreckový kolorimeter II sa dodáva ako kompletná súprava pripravená na použitie, ktorá obsahuje sadu reagensí (vopred pripravené jednotlivé dávky reagensí), odolný transportný kufrík a návod.