



Molybdenan, činidlo, polštářky s práškem, HR, oxid křemičitý, 25 mL, 1 000 ks

Kat. číslo produktu:	104128
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Pro stanovení vysokého rozsahu oxidu křemičitého silikomolybdenanovou metodou. Metoda Hach 8185. Velikost vzorku: 25 mL. Balení po 1 000 polštářcích s práškem

Technické údaje

Názov metódy:	Silikomolybdenan
Platforma:	Práškové reagentie
Veľkosť balenia:	1000 /pk