



Alkalický roztok jodidu s azidem, reagencie, polštářky s práškem, bal./50 ks

Kat. číslo produktu:

107266

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené



Pro stanovení rozpuštěného kyslíku Winklerovou titrační metodou. Rozsah: 1 až >10 mg/L. Metody Hach 8215 a 8229. Velikost vzorku: 300 mL.

Technické údaje

Platforma:

Práškové reagencie

Počet testov:

50

Rozsah merania:

1 - více než 10 mg/L