



**Be Right™**



## Plnička pipet, 3cestný ventil

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>Kat. číslo produktu:</b> | <b>1218900</b>  |
| EUR Cena bez DPH:           | Kontaktujte nás |
| Dátum odoslania neuvedené   |                 |

Snadná obsluha „1-2-3“. Stiskněte ventil „1“, abyste vypustili vzduch z horní baňky. Stiskněte ventil „2“ pro odebrání vzorku. Pro dávkování stiskněte ventil „3“. Hodí se pro všechny pipety standardní velikosti. Odolný silikon pro dlouhou životnost. Splňuje požadavky OSHA. Pojme pipety až do 50 mL a má otvor o průměru 1,4 palce.

---

### Technické údaje

|                  |         |
|------------------|---------|
| Veľkosť balenia: | 1 každá |
|------------------|---------|