



Be Right™



Štandardný roztok medi, 10 mg/L Cu (NIST), 100 mL MDB, pre analyzátor APA6000

Kat. číslo produktu: 12932

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Technické údaje

Koncentrácia: 10 mg/L

Objem / Veľkosť balenia: 100 mL MDB

Parameter: Tvrdosť

Podmienky skladovania: Pevne zatvorené nádoby uchovávajúte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Chráňte pred vlhkosťou.

Popis: Štandardný roztok medi ako Cu (NIST)

Prístroj: APA6000

Veľkosť balenia: 100 mL