



Reagencie, polštářky s práškem, NitriVer 3, dusitany, 5 mL, bal./1 000 ks

Kat. číslo produktu:

1407828

Nebezpečné

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.



Navrhované náhrady:

- 1407899

Pro stanovení dusitanů metodou diazotace NitriVer 3. Velikost vzorku 5 mL. Pro použití se soupravami pro vizuální testy Hach. Rozsah: Až do 0,5 mg/L NO₂-N.

Technické údaje

Názov metódy:

Diazotace

Platforma:

Práškové reagencie