



Dusičnanový dusík, standardní roztok, 500 mg/L jako NO₃⁻-N (NIST), bal./16 ks - ampule Voluette 10 mL

Kat. číslo produktu: 1426010
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené

Pro kontrolu správnosti a přesnosti při stanovení dusičnanového dusíku

Jednoduché kontroly správnosti a přesnosti

Standarty v ampulích Voluette a PourRite jsou určeny ke kontrole správnosti a přesnosti metodou standardního přídavku pro metody Hach a softwaru fotometru. Použijte pipetu TenSette k přidání přesného množství standardu a kontrolujte procento regenerace pro ověření výkonu analytického systému.

Minimalizace odpadů

Při každé kontrole přesnosti otevřete novou ampuli standardu. Každá ampule obsahuje dostatečné množství standardu pro jednu sadu přídavků standardu.

Spolehlivé výsledky

Zatavené ampule brání náhodné kontaminaci nebo odpařování standardních roztoků.

Technické údaje

Koncentrace:	500 mg/L
Platforma:	Roztok
Popis:	Dusičnany, standard jako NO ₃ ⁻ -N
Velikost balenia:	mL/16