



Standardní roztok, detergenty, 60 mg/L jako LAS, bal./16 ks - ampule Voluette 10 mL

Kat. číslo produktu: 1427110
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Pro kontrolu správnosti a přesnosti při stanovení detergentů (povrchově aktivních látek)

Jednoduché kontroly správnosti

Standarty v ampulích Voluette a PourRite jsou určeny ke kontrole správnosti a přesnosti metodou standardního přídavku pro metody Hach a softwaru fotometru. Použijte pipetu TenSette k přidání přesného množství standardu a kontrolujte procento regenerace pro ověření výkonu analytického systému.

Minimalizace odpadů

Při každé kontrole přesnosti otevřete novou ampuli standardu. Každá ampule obsahuje dostatečné množství standardu pro jednu sadu přídavků standardu.

Spolehlivé výsledky

Zatavené ampule brání náhodné kontaminaci nebo odpařování standardních roztoků.

Technické údaje

Koncentrace:	60 mg/L
Platforma:	Roztok
Počet testov:	16
Popis:	Detergenty, standardní roztok