



Standardní roztok, alkalita, 25 000 mg/L jako CaCO₃ (NIST), bal./16 ks - ampule Voluette 10 mL

Kat. číslo produktu: 1427810
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Pro kontrolu správnosti a přesnosti při stanovení alkality

Jednoduché kontroly správnosti a přesnosti

Standarty v ampulích Voluette a PourRite jsou určeny ke kontrole správnosti a přesnosti metodou standardního přidavku pro metody Hach a softwaru fotometru. Použijte pipetu TenSette k přidání přesného množství standardu a kontrolujte procento regenerace za účelem potvrzení výkonnosti analytického systému.

Minimalizace odpadů

Při každé kontrole přesnosti otevřete novou ampuli standardu. Každá ampule obsahuje dostatečné množství standardu pro jednu sadu přidavků standardu.

Spolehlivé výsledky

Zatavené ampule brání náhodné kontaminaci nebo odpařování standardních roztoků.

Technické údaje

Koncentrace:	0,5 N (25000 mg/L CaCO ₃)
Parameter:	Alkalita
Platforma:	Roztok
Velikost balenia:	16x ampule 10 mL