



Činidlo, polštářky s práškem, LR, oxid křemičitý, molybdenan, 5 mL, bal./100 ks

Kat. číslo produktu:	1454699
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov	

Pro stanovení nízkého rozsahu oxidu křemičitého (0 - 2 mg/L). Vzorek 5 mL. Pro použití se soupravami pro vizuální testy Hach.

Technické údaje

Názov metódy:	Silikomolybdenan
Platforma:	Práškové reagentie