



Phosphorus, orthophosphate (reactive) test kit, model PO-14

Kat. číslo produktu:

147500

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené



Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Technické údaje

Model:	PO-14
Model testovacej súpravy:	PO-14
Názov metódy:	Color disc/Stannous
Parameter:	Phosphorus
Platforma:	Farebný disk
Počet testov:	100 C**
Rozsah merania:	Single Range
Smallest increment:	0.1
	1
Štandardný rozsah merania:	0 - 4.4 mg/L PO ₄
Štýl kufríka:	D