



Amoniakální dusík, standardní roztok, 50 mg/L jako $\text{NH}_3\text{-N}$, bal./20 ks - ampule PourRite 2 mL

Kat. číslo produktu: 1479120
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené

Pro kontrolu správnosti a přesnosti při stanovení amoniakálního dusíku

Jednoduché kontroly správnosti a přesnosti

Standarty v ampulích Voluette a PourRite jsou určeny ke kontrole správnosti a přesnosti metodou standardního přídatku pro metody Hach a softwaru fotometru. Použijte pipetu TenSette k přidání přesného množství standardu a kontrolujte procento regenerace pro ověření výkonu analytického systému.

Minimalizace odpadů

Při každé kontrole přesnosti otevřete novou ampuli standardu. Každá ampule obsahuje dostatečné množství standardu pro jednu sadu přídatků standardu.

Spolehlivé výsledky

Zatavené ampule brání náhodné kontaminaci nebo odpařování standardních roztoků.

Technické údaje

Koncentrácia:	50 mg/L
Platforma:	Roztok
Popis:	Amoniak, standardní roztok
Veľkosť balenia:	mL/20