



Hydroxid sodný, standardní roztok, 0,020 N (N/50), 1 L

Kat. číslo produktu:

19353

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov



Pro stanovení acidity titrací byretou. Metody Hach 8219 (methyloaranž) a 8010 (fenolftalein). Láhev 1 litr

Technické údaje

Číslo metódy:	8288 (Acid)
Koncentrácia:	0.020 N
Objem / Veľkosť balenia:	1 L
Platforma:	Roztok
Rozsah merania:	0 - 5 000 mg/L CaCO ₃ (MO)
Rozsah merania (2):	0 - 10 000 mg/L CaCO ₃ (P)
Soulad s EPA:	Áno