



Náplň pro digitální titrátor, fenylarsin-oxid (PAO), 0,00564 N

Kat. číslo produktu:

199901

Nebezpečné

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.



Pro stanovení nízkých koncentrací chloru amperometrickou titrací, s použitím digitálního titrátoru

Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete

Metody s digitálním titrátorem využívají vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovaným titračním činidlem k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní

Vyměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

Univerzální

K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

Ekonomické

Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

Technické údaje

Číslo metody:	10026
Název metody:	Amperometrický
Odměrný roztok:	0,00564 N PAO
Parameter:	Chlor, volný
Platforma:	Digitální titrátor
Rozsah merania:	0 - 1 000 µg/L Cl ₂
Rozsah merania (2):	0 - 1 000 µg/L Cl ₂
Soulad s EPA:	Áno