



Be Right™



Štandardný roztok na stanovenie tvrdosti pre APA6000, 0,50 mg/L CaCO₃ (NIST), 946 mL

Kat. číslo produktu: 2058016
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené

Technické údaje

Koncentrácia:	0,50 mg/L
Objem / Veľkosť balenia:	946 mL
Parameter:	Tvrdosť
Podmienky skladovania:	Pevne zatvorené nádoby uchovávať na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Chráňte pred vlhkosťou.
Popis:	Štandardný roztok na stanovenie tvrdosti (NIST)
Prístroj:	APA6000