



Pipeta, sérologická, sklo, 25 mL

Kat. číslo produktu:	206640
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené	

Odmerné sklenené pipety. Kalibrované „na vyliatie“ (TD). Navrhnuté podľa špecifikácií normy ASTM E1044.

Technické údaje

Číslo metódy:	8006
Kapacita:	25 mL
Prístroj:	Všetky okrem DR/4000, vreckového kolorimetra II
Stupnice:	0.1 mL
Veľkosť balenia:	1 každá