



Valec, odmerný, zmiešavací, sklenený, 25 mL $\pm 0,3$ mL, dieliky po 0,5 mL, polyetylénová zátka

Kat. číslo produktu: 2088640
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Tento sklenený odmerný valec je nakalibrovaný „na doliatie“ s tvarovanou základňou. Súčasťou každého je polyetylénová zátka. Stupnice sú vyrobené z odolného modrého vypaľovaného smaltu.

Technické údaje

Certifikácia:	Trieda B
Kapacita:	25 mL
Materiál skrine:	Sklo
Metóda merania:	Obsahuje
Typ:	S jednou stupnicou, zmiešavací
Veľkosť balenia:	1 každá