



Be Right™



Pipeta, sérologická, sterilná, polystyrén, 10 mL, oranžová, 200/bal.

Kat. číslo produktu:	2092668
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené	

Sterilná jednorazová plastová pipeta. Jednotlivo zabalené. Farebné značenie. Kalibrované „na vyliatie“ (TD). Zhoda s normou ASTM E934.

Technické údaje

Kapacita:	10 mL
Negative Graduations:	3.0 mL
Stupnice:	0.10 mL
Veľkosť balenia:	200 /bal.