



Pipeta, sérologická, sterilná, polystyrén, s konektorom, 10 mL, 50/bal.

Kat. číslo produktu:	2092828
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené	

Sterilná jednorazová plastová pipeta s konektorom. Hromadné balenie po 2x 25/bal. Farebné značenie. Čierna stúpajúca/klesajúca stupnica. Kalibrované „na vyliatie“ (TD). Presnosť ± 2 %.

Technické údaje

Kapacita:	10 mL
Stupnice:	0.10 mL
Veľkosť balenia:	50 /bal.