



Pipeta, sérologická, sterilná, sklo, 1 mL, 50/bal.

Kat. číslo produktu:	2093135
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené	

Sterilná sklenená pipeta s modrou odmernou stupnicou. Kalibrované „na vyliatie“ (TD). Zhoda s požiadavkami normy ASTM E438, trieda B, navrhnutý podľa špecifikácie normy ASTM E714.

Technické údaje

Kapacita:	1 mL
Stupnice:	0.01 mL
Veľkosť balenia:	50 /bal.