



Pipeta, Mohrova, sklo, 10 mL

Kat. číslo produktu:	2093438
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené	

Pipety triedy B kalibrované „na vyliatie“ (TD). Stále hnedé, odmerná stupnica zabudovaná do tela. Farebné značenie objemu. Tvrdené špičky s dlhou životnosťou. Navrhnuté podľa požiadaviek normy ASTM E1293, trieda B, štýl 1.

Technické údaje

Kapacita:	10,0 mL
Stupnice:	0.1 mL
Veľkosť balenia:	1 každá