



Pipeta, Mohrova, sklo, 25 mL

Kat. číslo produktu: 2093440

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.

Pipety triedy B kalibrované „na vylatie“ (TD). Stále hnedé, odmerná stupnica zabudovaná do tela. Farebné značenie objemu. Tvrdené špičky s dlhou životnosťou. Navrhnuté podľa požiadaviek normy ASTM E1293, trieda B, štýl 1.

Technické údaje

Kapacita:	25,0 mL
Stupnice:	0.1 mL
Veľkosť balenia:	1 každá