



Stojan na pipety

Kat. číslo produktu:

2094700

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené

Polypropylenový, padesátimístný stojan pro bezpečné a uspořádané skladování pipet. Pomáhá vytvořit efektivní skladovací systém nebo dobře organizovanou stanici pro manipulaci s kapalinami. Otvory v horní a střední části mají průměr 16 mm (0,63"); spodní otvory jsou zúžené na 6 mm (0,24"), aby se zabránilo kontaktu s povrchem pracovního místa. Sterilizovatelný v autoklávu při teplotě 122 °C. Celkové rozměry: 21 × 11 × 22 cm (8,3 × 4,3 × 8,7").

Technické údaje

Délka:	210 mm
Hĺbka:	22 cm
Šírka:	4.3 Inches
Veľkosť balenia:	1 každá