



Be Right™



Kartáč, velbloudí srst

Kat. číslo produktu:

2103200

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

K čištění choulolistivých nástrojů nebo k zajištění úplného přenosu vzorků při vážení. Měkké hnědé štětiny jsou upevněny do kovového držáku. Štětiny jsou ostříhány na stejnou délku – 14 mm (0,5"). Lze připevnit na mikrošpachtli, prod. č. 1225600.

Technické údaje

Velikost balenia:

1 každá