



Činidlo, polštářky s práškem, HR, oxid křemičitý, kyselina, 10 mL, bal./1 000 ks

Kat. číslo produktu: 2107428

Nebezpečné

ZASTARANÁ POLOŽKA
Táto položka už nie je dostupná.



Navrhované náhrady:

- 2107469

Pro stanovení vysokého rozsahu oxidu křemičitého silikomolybdenanovou metodou (metoda Hach 8185) Rozsah:1 až 100 mg/L. Velikost vzorku: vzorek 10 mL. Balení po 1 000 polštářcích s práškem.

Technické údaje

Názov metódy:	Silikomolybdenan
Platforma:	Práškové reagentie
Počet testov:	1000
Veľkosť balenia:	1000 /pk