



Pufr, fosforečnanový typ, pH 7, pro amperometrické stanovení chloru, 100 mL, MDB

Kat. číslo produktu: 2155332
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené

Pro stanovení chloru amperometrickou titrací. Složení APHA 100 mL, láhev

Technické údaje

Číslo metody:	8334
Název metody:	Amperometrická titrace
Platforma:	Roztok
Počet testů:	100
Přístroj:	AutoCat [™] 9000
Rozsah měření:	0,5 mg/L a výše Cl ₂
Rozsah měření (2):	0,0051 - 5,000 mg/L Cl ₂