



Sestava filtrační nálevky

Kat. číslo produktu:	2164100
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené	

Trojdílná nádoba, základna a stojan vyrobené z borokřemičitého skla. Příruby se zemnicím kontaktem s objímkami pro dokonalé utěsnění. Dodává se s akrylovou nosnou deskou filtru. Přídavná nosná deska PTFE (2164200) potřebná pro zkoušky kyselé a neutrálně detergentní vlákniny.

Technické údaje

Veľkosť balenia:	1 každá
------------------	---------