



Filtr, skleněné vlákno, velikost pórů 2,7 µm, průměr 70 mm, 100 ks/balení

Kat. číslo produktu:	2164300
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené	

Vyrobeno ze 100% vláken z borokřemičitého skla. Nejvhodnější pro běžné laboratorní práce a jako předřazený filtr pro membránovou filtraci.

Technické údaje

Materiál:	Skleněné mikrovláknó
Priemer:	70 mm
Veľkosť balenia:	100 /1 balení
Veľkosť póru:	2,7 µm