



Reagencie, polštářky s práškem, volná měď, bal./100 ks

Kat. číslo produktu:

2182369

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov



Pro stanovení volné mědi se soupravou pro vizuální testy. Náhradní reagencie pro testovací sadu CU-6 (2191400). Balení po 100 polštářcích s práškem.

Technické údaje

Názov metódy:

Bicinchoninát

Platforma:

Práškové reagencie

Počet testov:

100