



Reagencie, CuVer 2, měď, 100 g

Kat. číslo produktu:

2188226

Nebezpečné

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.



Pro stanovení mědi metodou s bicinchoninátem, v přítomnosti vysokých koncentrací hliníku, vápníku a železa. Mohou být použity kalibrace pro CuVer 1. Velké balení prášku. 100 g, láhev

Technické údaje

Názov metódy:

Bicinchoninát

Platforma:

Nádoba