



Vzorkovač, vodní jádro, systém pro měření kalu „sludge judge“ standard

Kat. číslo produktu:	2194300
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Přesné hodnoty lze získat u nerozpuštěných látek do hloubky 4,5 m (15 stop). Dodává se ve třech částech o délce 1,5 m (5') se šroubovacími spoji. Určeno pro odběr vzorků pevných částic v odpadních vodách a potravinářských aplikacích. Standardní systém pro měření kalu se skládá z plastových hadic o průměru 3/4", zatímco velkokapacitní systém pro měření kalu se skládá z plastových hadic o průměru 1-1/4" pro dvojnásobnou kapacitu.

Technické údaje

Priemer:	19.05 mm
Veľkosť balenia:	1 každá