



Testovací souprava, acidita, model AC-6

Kat. číslo produktu:

222301

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené



Acidita je obvykle způsobena přítomností minerálních kyselin, solí silných kyselin nebo volného oxidu uhličitého. V povrchových nebo podzemních vodách mohou aciditu vytvářet přírodní látky nebo průmyslové znečištění. Nadměrná množství způsobují korozi a mohou mít nepříznivý vliv na ryby. Tato souprava, která využívá kapkovou titraci, nyní udává výsledky v mg/L s převodním koeficientem na gpg.

Používá kapkovou titraci – jednoduchá, úsporná titrační metoda

Sada v odolném přenosném kufříku obsahuje všechny potřebné reagenty a přístroje pro provedení analýzy v terénu

Technické údaje

Hmotnost:	0,23 kg
Model testovací soupravy:	AC-6
Najmenší krok:	20
Názov metody:	Kapková titrace/ hydroxid sodný
Parameter:	Acidita - methyloranž (MO) a fenolftalein
Platforma:	Drop Count Titration
Počet testů:	100
Poznámka:	*mg/L pokud není uvedeno jinak; ppb = µg/L; ppm = mg/L.; gpg = zrna na galon; 1 gpg = 17,1 mg/L nebo 17,1 ppm.
Prepravná hmotnost:	1
Rozsah merania:	5 - 100 mg/L & 20 - 400 mg/L
Smallest increment:	5
Štýl kufříka:	B