



Vápník, standardní roztok, 1 000 mg/L, 500 mL

Kat. číslo produktu: 2240349
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Standardní roztoky pro iontové selektivní elektrodu (ISE) pro laboratorní analýzy

ISE, standardní roztok. Vápník, 1 000 mg/L ± 8 mg/L Ca^{2+} (NIST). Láhev 500 mL

Návaznost na standardní referenční materiály organizací NIST

Zásadní je naměřeným výsledkům důvěřovat. Kvalita používaných standardních roztoků je klíčová.

Navržené pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základem pro přesná měření s ISE je dobrá péče o iontové selektivní elektrodu a její správná kalibrace.

Spolehlivé balení

Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

Technické údaje

Koncentrácia:	1 000 mg/L ± 8 mg/L Ca^{2+}
Package settings:	Láhev
Parameter:	Vápník
Platforma:	Roztok
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Špeciálna poznámka:	Trvanlivosť po otvorení při dodržení doporučených podmínek skladování a použití: 3 měsíce
Veľkosť balenia:	500 mL