



Sada reancií, fosfonáty, 25 mL

Kat. číslo produktu:

2244000

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Nebezpečné



Pro stanovení fosfonátů metodou oxidace s persíranem/UV. Metoda Hach 8007. Rozsahy: 0,02 - 2,50 mg/L až 1 - 125 mg/L. Velikost vzorku: 25 mL. Sada reancií zahrnuje: PhosVer 3, fosforečnany, reagenty, polštářky s práškem a peroxodisíran draselný, polštářky s práškem, pro 100 testů.

Technické údaje

Číslo metody:	8007
Název metody:	Persíran/UV oxidace
Počet testů:	100
Popis:	Fosforečnany, sada reancií
Prístroj:	DR 2000, DR 3000
Rozsah merania:	0,02 - 125 mg/L PO_4 Více rozsahů
Rozsah merania (2):	1,0 - 125 mg/L PO_4^{3-}