



Siřičitany, ekvivalentní standardní roztok, 5 000 mg/L jako SO₃, bal./16 ks - ampule Voluette 10 mL

Kat. číslo produktu: 2267410
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené

Thiosulfát sodný, standardní roztok (0,125 N), ekvivalent 5 000 mg/L jako SO₃

Jednoduché kontroly správnosti

Standarty v ampulích Voluette a PourRite jsou určeny ke kontrole správnosti a přesnosti metodou standardního přidavku pro metody Hach a softwaru fotometru. Použijte pipetu TenSette k přidání přesného množství standardu a kontrolujte procento regenerace pro ověření výkonu analytického systému.

Minimalizace odpadů

Při každé kontrole přesnosti otevřete novou ampuli standardu. Každá ampule obsahuje dostatečné množství standardu pro jednu sadu přidavků standardu.

Spolehlivé výsledky

Zatavené ampule brání náhodné kontaminaci nebo odpařování standardních roztoků.

Technické údaje

Koncentrácia:	5 000 mg/L
Platforma:	Roztok
Popis:	Siřičitany, ekvivalentní roztok jako SO ₄ ²⁻ (NIST)
Veľkosť balenia:	mL/16