



Sada reagensií, oxid uhličitý, digitální titrátor

Kat. číslo produktu:

2272700

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené



Pro stanovení oxidu uhličitého titrací digitálním titrátořem. Metoda Hach 8205. Rozsah: 10 - 1 000 mg/L jako CO₂ Sada zahrnuje: Fenolftalein - polštářky a hydroxid sodný - dvě náplně pro digitální titrátor (0,3636 N a 3,3636 N). Přibližně 40 - 100 testů

Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete

Metody s digitálním titrátořem využívají vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovanými titračními činidly k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní

Vyměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

Univerzální

K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

Ekonomické

Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

Technické údaje

Číslo metody:	8205
Platforma:	Digitální titrátor
Počet testů:	40 - 100
Rozsah merania:	10 - 1 000 mg/L CO ₂