



Primární standard, dusík, sada 3

Kat. číslo produktu:

2277800

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené



Tuto sadu použijte ke kontrole správnosti a přesnosti testů surového proteinu a účinnosti regenerace po rozkladu v metodách stanovení celkového dusíku a TKN. Sada tří standardů po 25 g: p-Toluensulfonát amonný, kyselina (PTSA amonný), glycin PTSA a niacin PTSA.

Technické údaje

Objem / Veľkosť balenia:

25 g každá

Platforma:

Nádoba

Popis:

Sada primárních standardů, pro Kjeldahlův dusík Sada 3 sloučenin: p-Toluensulfonát amonný, p-Toluensulfonát glycinu, p-Toluensulfonát niacinu