



Roztok pufru, pH 7,00, barevně značeno žlutě, 20 L

Kat. číslo produktu: 2283561
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov

Standardní roztoky pH pufrů pro laboratorní a terénní analýzu

Standardní roztok pH pufru pro kalibraci pH elektrody. Barevně značený roztok pH pufru pro snadnou identifikaci. pH je $7,00 \pm 0,02$ při 25 °C. 20litrové balení se skládacím vnitřním vakem v bílé lepenkové krabici. Ideální velikost balení pro laboratoře provádějící velký objem stanovení pH.

Návaznost na standardní referenční materiály NIST

Při jakémkoliv stanovení je zcela zásadní, abyste si vždy mohli být jisti správností svých výsledků bez ohledu na to, zda měříte v laboratoři nebo v terénu. Kvalita používaných standardních roztoků pH pufrů hraje klíčovou roli.

Vhodné pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základním požadavkem pro přesná měření pH je dobrá péče o pH elektrodu a její správná kalibrace.

Spolehlivé balení

Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

Technické údaje

Farebne značené?:	Áno
Nadväznosť na NIST:	Áno
Package settings:	Balení „Bag-in-Box“ (BiB)
pH hodnota(y):	$7,00 \pm 0,02$ pH při 25 °C
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	pH pufr pro kalibraci
Špeciálna poznámka:	Trvanlivost po otevření při dodržení doporučených podmínek skladování a použití: 6 měsíců
Veľkosť balenia:	20 L