



Indikátor - polštářky s práškem, methylthymolová modř, bal./100 ks

Kat. číslo produktu:	2284799
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené	

Indikátor pro titrace na stanovení kovů a chelátů. Pro použití s metodou pro stanovení celkového obsahu chelátů s digitálním titrátorem, metoda Hach 8350

Technické údaje

Číslo metody:	8350
Platforma:	Práškové reagentie
Počet testov:	100
Rozsah merania:	0 - 40,0 mg/L Na ₄ EDTA