



Reagencie, polštářky s roztokem, stříbro 2, bal./50 ks

Kat. číslo produktu:

2293666

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov



Reagencie pro stanovení stříbra kolorimetrickou metodou pomocí indikátoru Cadion 2B. Metoda Hach 8120. Rozsah: 0,02 - 0,70 mg/L Ag. Velikost vzorku: 50 mL. Balení po 50 polštářcích. Také k dispozici v sadě reagentů 2296600.

Technické údaje

Názov metódy:

Kolorimetrická

Počet testov:

50