



Vápník, standardní roztok, 10 mg/L, 100 mL

Kat. číslo produktu: 2305442
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov

Standardní roztoky pro iontové selektivní elektrodu (ISE) pro laboratorní analýzy

ISE, standardní roztok. Vápník, 10,00 mg/L $\pm 0,14$ mg/L Ca^{2+} (NIST). 100mL lahev

Návaznost na standardní referenční materiály organizací NIST

Zásadní je naměřeným výsledkům důvěřovat. Kvalita používaných standardních roztoků je klíčová.

Navržené pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základem pro přesná měření s ISE je dobrá péče o iontové selektivní elektrodu a její správná kalibrace.

Spolehlivé balení

Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

Technické údaje

Koncentrácia:	10,00 mg/L $\pm 0,14$ mg/L Ca^{2+}
Package settings:	Láhev
Parameter:	Vápník
Platforma:	Roztok
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Špeciálna poznámka:	Trvanlivost po otevíření při dodržení doporučených podmínek skladování a použití: 3 měsíce
Veľkosť balenia:	100 mL