



Standardní roztok, chlorid sodný, 85,47 mg/L (180 µS/cm), 1 L

Kat. číslo produktu: 2307553
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov

Conductivity standard solutions for laboratory and field analyses

Pro standardizaci a kontroly přesnosti při měřeních konduktivity

Technické údaje

Koncentrácia:	180 µS/cm at 25°C ±10 µS/cm at 25°C
Package settings:	Bottle
Parameter:	Conductivity
Platforma:	Roztok
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C (protect from light)
Popis:	Conductivity calibration solution
Špeciálna poznámka:	Observed shelf life after opening, following recommended storage and use: 3 months
Veľkosť balenia:	1000 mL
Vzorec:	NaCl