



Sodík, standardní roztok, 100 mg/L, 1 L

Kat. číslo produktu:	2318153
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Standardní roztoky pro iontové selektivní elektrodu (ISE) pro laboratorní analýzy

ISE, standardní roztok. Sodík, 100 mg/L Na⁺ (NIST). 1 L, láhev

Návaznost na standardní referenční materiály organizací NIST

Zásadní je naměřeným výsledkům důvěřovat. Kvalita používaných standardních roztoků je klíčová.

Navržené pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základem pro přesná měření s ISE je dobrá péče o iontové selektivní elektrodu a její správná kalibrace.

Spolehlivé balení

Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

Technické údaje

Koncentrácia:	100 mg/L Na ⁺
Package settings:	Láhev
Parameter:	Sodík
Platforma:	Roztok
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Špeciálna poznámka:	Trvanlivosť po otvorení při dodržení doporučených podmínek skladování a použití: 3 měsíce
Veľkosť balenia:	1 L