



Be Right™



Vzorkovnice, polykarbonátová, 500 mL, 4 ks/balení

Kat. číslo produktu:	2324539
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené	

Průhledná polykarbonátová láhev s víčkem má široké hrdlo (průměr 3,8 cm/1,48") pro snadné plnění a čtvercový design pro maximální prostorovou efektivitu. Lze sterilovat v autoklávu, má lisovanou stupnici (nepoužívejte závity před cyklem sterilizace v autoklávu.)

Technické údaje

Body Material:	Polycarbonate
Kapacita:	500 mL.
Veľkosť balenia:	4 /1 balení