



Draslík, standardní roztok, 100 mg/L, 500 mL

Kat. číslo produktu: 2351749
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené

Standardní roztoky pro iontové selektivní elektrodu (ISE) pro laboratorní analýzy

ISE, standardní roztok. Draslík, 100 mg/L ± 5 mg/L K^+ (NIST). Láhev 500 mL

Návaznost na standardní referenční materiály organizací NIST

Zásadní je naměřeným výsledkům důvěřovat. Kvalita používaných standardních roztoků je klíčová.

Navržené pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základem pro přesná měření s ISE je dobrá péče o iontové selektivní elektrodu a její správná kalibrace.

Spolehlivé balení

Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

Technické údaje

Koncentrácia:	100 mg/L ± 5 mg/L K^+
Package settings:	Láhev
Parameter:	Draslík
Platforma:	Roztok
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	Draslík, standardní roztok
Špeciálna poznámka:	Trvanlivost po otevíření při dodržení doporučených podmínek skladování a použití: 3 měsíce
Veľkosť balenia:	500 mL